

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii**

Oznaczenie arkusza: **MS.19-01-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MS.19**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Odprowadzenia EKG kończynowe

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej

Wpisane:

1	symbol odprowadzenia wskazany strzałką <u>czerwoną</u> : I								
elektroda 1 ręka prawa									
2	Symbol elektrody: R/VR								
3	Kolor elektrody: czerwony								
4	Miejsce przyłożenia elektrody: prawe przedramię powyżej nadgarstka/dystalna część przedramienia prawego tuż powyżej nadgarstka								
elektroda 2 ręka lewa									
5	Symbol elektrody: L/VL								
6	Kolor elektrody: żółty								
7	Miejsce przyłożenia elektrody: lewe przedramię powyżej nadgarstka/dystalna część przedramienia lewego tuż powyżej nadgarstka								

Rezultat 2: Odprowadzenia EKG przedsercowe												
Wpisane:												
elektroda 1												
1	Symbol elektrody: V2 lub C2											
2	Kolor elektrody: żółty											
3	Miejsce przyłożenia elektrody: czwarte międzyżebrze przy lewym brzegu mostka/czwarta przestrzeń międzyżebrowa lewa przy brzegu mostka											
elektroda 2												
4	Symbol elektrody: V4 lub C4											
5	Kolor elektrody: brązowy											
6	Miejsce przyłożenia elektrody: piąte międzyżebrze w linii środkowo-obojczykowej lewej/piąta przestrzeń międzyżebrowa w linii środkowo-obojczykowej lewej											

Rezultat 3: Karta opisu badania EKG

Wpisane:

1	Data badania: data egzaminu Imię i nazwisko: Marian Konopka PESEL: 78052636914						
2	Badanie wykonane aparatem: AsCARD Red3						
3	Wzorzec czułości aparatu (cecha) 1 mV = 10 mm						
4	Prędkość przesuwu taśmy {} = 25 mm/s						
5	Badanie wykonane w warunkach: przekreślone - po wysiłku, po ergotaminie, po atropinie lub podkreślone właściwe – <u>w spoczynku</u>						
6	Ciepłota ciała: 36,6°C						

Rezultat 4: Arkusz analizy elektrokardiogramu

1	Odprowadzenie II Nazwa wskazanego załamka: S Amplituda wskazanego załamka [mV]: w zakresie 0,2-0,3 lub (-0,2)-(-0,3) lub 0,2 mV-0,3 mV lub (-0,2 mV)-(-0,3 mV) lub 0,2-0,3 (mV)						
2	Odprowadzenie III Nazwa wskazanego załamka: P Amplituda wskazanego załamka [mV]: w zakresie 0,1-0,2 lub (+ 0,1)-(+0,2) lub 0,1 mV/0,2 mV lub (+0,1 mV) – (+0,2 mV) lub 0,1-0,2 (mV)						
3	Częstość skurczów serca na minutę (częstość rytmu serca) na podstawie odprowadzenia II wynosi: w zakresie 71-84/min						

Rezultat 5: Radiogram										
Zapisane:										
1	Marian Konopka, PESEL 78052636914, data wykonania badania odpowiada dacie egzaminu									
2	oznaczenie literką na rysunku radiogramu: P									
Nazwy struktur anatomicznych wskazanych strzałką na radiogramie										
3	1. gałąź górna kości łonowej prawej lub gałąź górna kości łonowej									
4	2. otwór zasłonięty lewy lub otwór zasłonięty									
5	3. krętarz mniejszy kości udowej prawej lub krętarz mniejszy kości udowej lub krętarz mniejszy									
Rezultat 6: Ewidencja badań radiologicznych										
Wpisane:										
1	Data badania: data egzaminu Imię i nazwisko: Marian Konopka PESEL: 78052636914									
2	Rodzaj badania: zdjęcie RTG AP porównawcze obu stawów biodrowych i osiowe stawu biodrowego prawego w pozycji leżącej lub zdjęcie RTG porównawcze AP stawów biodrowych i osiowe stawu biodrowego prawego lub AP porównawcze obu stawów biodrowych i osiowe stawu biodrowego prawego w pozycji leżącej									
3	Formaty kaset: 1 przy formacie: 15×40 cm/30×40 cm/35,6×43,2 cm i 1 przy formacie 13×18 cm/18×24 cm/24×30 cm									
4	Liczba ekspozycji: 2									
5	Parametry ekspozycji: 2 x 60 kV 50 mAs lub 60 kV 50 mAs i 60 kV 50 mAs lub porównawcze stawów biodrowych/AP stawów biodrowych 60kV 50 mAs i osiowe stawu biodrowego 60 kV 50 mAs									

Przebieg 1. Przygotowanie pacjenta do badania radiologicznego AP porównawczego obu stawów biodrowych i osiowego stawu biodrowego prawego w pozycji leżącej z uwzględnieniem przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i przekazania mu niezbędnych informacji o przebiegu badania

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki

Zdający:

1	zapytał o okoliczności urazu lub lokalizację urazu lub czas trwania dolegliwości bólowych						
2	przekazał informację, że będą wykonane 2 zdjęcia						
3	przekazał informację, że należy zdjąć odzież z okolicy jamy brzusznej, miednicy/stawów biodrowych/spodnie						

Przebieg 2: Przeprowadzenie badania radiologicznego AP porównawczego obu stawów biodrowych w pozycji leżącej do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania

Zdający:

1	zdezynfekował stół, ustawił środek lampy na środku stołu						
2	ustawił odległość w zakresie OF 100 – 115 <i>Uwaga! Zdający może ustawić odległość w dowolnym momencie, zanim wyda polecenie „Proszę nie oddychać”/„Proszę się nie ruszać i nie oddychać”</i>						
3	włożył poprzecznie kasetę o formacie 15×40 cm/30×40 cm/35,6×43,2 cm do szuflady stołu						
4	ułożył pacjenta na stole, na plecach						
5	zastosował męską osłonę na gonady <i>Uwaga! Zdający może położyć osłonę na gonady w dowolnym momencie, zanim wyda polecenie „Proszę nie oddychać”/„Proszę się nie ruszać i nie oddychać”</i>						
6	ustawił pacjenta do badania: kończyny dolne swobodnie wyciągnięte i nawrócone/zrotowane do wewnątrz o kąt 12°-20°, paluchy stóp stykają się a pięty lekko rozsunięte, środek badanego obiektu na środku kasety/stołu (kresa biała w linii środkowej kasety/stołu)						
7	ustawił promień centralny prostopadle do kasety tak, że promień centralny pada na górny brzeg spojenia łonowego w płaszczyźnie strzałkowej środkowej i zarazem na środek kasety lub na punkt środkowy odległości między głowami kości udowych czyli około 2 cm powyżej spojenia łonowego lub przechodzi przez okolicę środka miednicy						
8	ograniczył pole wiązki promieniowania do formatu zastosowanej kasety lub nieco mniej niż wymiar kasety						
9	położył na kasecie/stole literkę P/L lub P i L w położeniu normalnym zgodnie ze stroną pacjenta i w taki sposób by nie zasłaniała struktur badanych <i>Uwaga! Zdający może ułożyć literkę w dowolnym momencie, zanim wyda polecenie „Proszę nie oddychać”/„Proszę się nie ruszać i nie oddychać”</i>						
10	wydał polecenie „Proszę nie oddychać”/„Proszę się nie ruszać i nie oddychać”						

Przebieg 3. Przeprowadzenie badania radiologicznego osiowego stawu biodrowego prawego w pozycji leżącej do momentu wyzwolenia ekspozycji promieniowania

Uwaga! Jeżeli całe zadanie praktyczne (3 przebiegi) trwa dłużej niż 20 minut, przewodniczący ZN przerywa wykonanie zadania słowami „czas minął”

Zdający:

1	pobrał nieekspozowaną kasety o formacie 13×18 cm/18×24 cm/24×30 cm i włożył do szuflady stołu poprzecznie								
2	ułożył pacjenta na stole, na plecach, staw biodrowy prawy w linii środkowej stołu i kasety								
3	ustawił pacjenta do badania: prawy staw biodrowy jest zgięty do kąta 90°, a udo odwiedzone o kąt 35°, podudzie na podpórce, lewa kończyna dolna swobodnie spoczywa na stole lub prawy staw biodrowy jest zgięty do kąta 90°, a udo odwiedzone o kąt 35°, prawa stopa opiera się o powierzchnię stołu, lewa kończyna dolna swobodnie spoczywa na stole lub prawa kończyna dolna mocno zgięta w stawie biodrowym i kolanowym, stopa oparta podeszwą o stół, udo odwiedzone na zewnątrz pod kątem około 10°, lewa kończyna dolna swobodnie spoczywa na stole lub prawa kończyna dolna mocno zgięta w stawie biodrowym i kolanowym, stopa opiera się podeszwą o powierzchnię stołu, pięta dotyka pośladka, udo przyjmuje w stosunku do kasety pozycję zbliżoną do pionowej i jest nieznacznie odwiedzone na zewnątrz, lewa kończyna dolna swobodnie spoczywa na stole								
4	ustawił promień centralny prostopadłe do kasety i skierował go tak, że promień centralny pada na środek pachwiny lub o szerokość dwóch palców poniżej i nieco bocznie od środka linii łączącej góry brzeg spojenia łonowego z kołcami biodrowymi przednimi górnymi kości biodrowej lub na głowę i szyjkę kości udowej								
5	ograniczył pole wiązki promieniowania do formatu zastosowanej kasety								
6	położył na kasecie lub stole literkę P w położeniu normalnym i w taki sposób by nie zasłaniała struktur badanych <i>Uwaga! Zdający może ułożyć literkę w dowolnym momencie, zanim wyda polecenie „Proszę nie oddychać”/„Proszę się nie ruszać i nie oddychać”</i>								
7	wydał polecenie „Proszę nie oddychać”/„Proszę się nie ruszać i nie oddychać”								
8	poinformował pacjenta o zakończeniu badania								
9	zdział/pomógł pacjentowi zdjąć osłonę z gonad lub polecił pacjentowi zdjąć osłonę z gonad								
10	uporządkował stanowisko pracy, odłożył na miejsce wykorzystane kasety/kasety, literkę i osłony radiologiczne								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis